

Materiál:

Na každý obojek; zbytek látky šíře asi 5 cm, délka se řídí obvodem krku psa (nejjednodušší je změřit starý obojek plus přídavek 4 cm); keprová stužka šíře 2,5 cm odpovídající délky; dvojdílné zapínání na tašky; polokroužek, šíře 2,5 cm; vlizelín H 250 nebo vlizelín Decovil I

Pracovní postup:

Rubovou stranu látkového proužku vyztužíme vlizelínem. Okraje sežehlíme v šíři 1 cm do rubu. Na rubovou stranu proužku našpendlíme keprovou stužku, konce stužky podhrneme. Keprovou stužku po obvodu v kraji přišijeme. Jeden konec obojku položíme v délce asi 12 cm kolem polokroužku a prošijeme 1 cm vedle hrany přehybu. Na obojek připevníme díly zapínání.